

Gebruik / Usage / Usage

- NL** Reinig uw handen & SecureBreathe® met water en zeep of ontsmettingsproduct.
- FR** Nettoyez vos mains & votre SecureBreathe® à l'eau et au savon ou désinfectant.
- EN** Clean your hands & SecureBreathe® with soap and water or disinfectant.

- NL** Vervang de filters na 2 uur gebruik, of sneller als ze vochtig zijn.
- FR** Remplacez les filtres après 2 heures d'utilisation, ou plus rapidement dès qu'ils sont humides.
- EN** Replace the filters after 2 hours of use, or faster once they are damp.

- NL** Gebruikte filters best in een gesloten vuilnisbak wegsnijten. Was daarna zorgvuldig uw handen.
- FR** Jetez de préférence les filtres usagés dans une poubelle fermée. Lavez-vous soigneusement les mains.
- EN** Used filters must be thrown preferably into a closed waste bin. Wash your hands carefully afterwards.

Elastiek / Elastique / Elastic

- NL** Snij de elastiek op uw maat. Maak een knoop.
- FR** Coupez l'élastique à votre taille. Faites un nœud.
- EN** Cut the elastic to your size. Make a knot.



SecureBreathe®

- NL** SecureBreathe® is Europees gedeponeerd
- FR** SecureBreathe® est un modèle déposé dans toute l'Europe
- EN** SecureBreathe® is European patented

SecureBreathe®


Patroon / Patron / Pattern



SecureBreathe.eu
Watch user guide video

Filters maken / Créer les filtres / Create filters

- NL**
 1. Knip dit patroon nauwkeurig uit.
 2. Kies uw filtermateriaal: keukenrol papier, papieren zakdoekjes, toiletpapier, ...
 3. Knip de filter mooi op maat met behulp van dit patroon. Gebruik minimum 2 lagen filtermateriaal.
- FR**
 1. Découpez ce patron précisément.
 2. Choisissez votre filtre: papier essuie-tout, mouchoirs en papier, papier toilette, ...
 3. Coupez soigneusement le filtre à la taille selon le patron, en utilisant au moins 2 couches de filtre.
- EN**
 1. Cut out this pattern precisely.
 2. Choose a filter material: kitchen paper, paper handkerchiefs, toilet paper, ...
 3. Cut the filter carefully to size using this pattern, using a minimum of 2 layers of filter material.



Filters plaatsen / Insérer les filtres / Insert filters

- NL**
 1. Leg de 1ste filter op het patroon en plaats deze samen tussen de twee lagen vinyl van uw masker.
 2. Positioneer de afronding van uw filters en patroon corresponderend met de afronding van uw SecureBreathe® **A**
 3. Plooi uw filter aan de gekleurde buitenkant, druk lichtjes aan en trek uw patroon er vlot uit terwijl uw filter op zijn plaats blijft. **B** Herhaal dit voor de andere zijde. Plooi nu de filters aan de binnenzijden. Uw SecureBreathe® is gebruiksklaar. **C**
- FR**
 1. Placez le 1er filtre sur le patron et poussez-les ensemble entre les deux couches de vinyle de votre masque.
 2. Faites correspondre l'arrondi de vos filtres et du patron à celui de votre SecureBreathe® **A**
 3. Pliez votre filtre vers l'extérieur, pressez légèrement sur votre filtre et ensuite retirez fluidement votre patron, votre filtre restant en place. **B** Répétez pour l'autre côté. Repliez enfin vos 2 filtres vers l'intérieur. Votre SecureBreathe® est prêt à l'emploi. **C**
- EN**
 1. Place the 1st filter on the pattern and place it between the two vinyl layers of your mask.
 2. Make sure the round edges of your pattern & filters are corresponding with your SecureBreathe® **A**
 3. Fold your filter to the colored outside. Put a little pressure on it and fluidly pull the pattern out while your filter stays in place. **B** Repeat for the other side. Now fold both filters to the inside of your mask. Your SecureBreathe® is now ready to use. **C**